



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

Classic

Nitrilhandsker, pudderfri



Beskrivelse

Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Pudderfri

Usteril

Blå

Mikrotekstureret fingerspidser

Med rullekant

Kan autoklaveres

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S DK i Malaysia under ISO 9001 og ISO 13485

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC, klasse I og EU-direktiv 89/686/EEC, CAT. III
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1 (Eksklusiv paragraf 5.3)

EN 374-2

EN 374-3 (Testmetoden anvendt til test af kemisk gennemtrængningstid, som angivet i databladet)

EN 388 (0,0,0,0)

EN 420

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning

6 Newton

Efter belastning ved 70°C i 166 timer

6 Newton

Gennem hele holdbarhedsperioden

6 Newton

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290417-290421

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS	Gennemtrængningstid	Klasse
Aceton	67-64-1	< 1 min.	0
Acylamide 50%	79-06-1	>480 min.	6
Citronsyre 15%	77-92-9	>480 min.	6
Dichloromethane	75-09-2	1 min	0
Diethylamine	109-89-7	<1 min.	0
Eddike syre 10%	64-19-7	119 min.	3
Ethanol 35%	64-17-5	20 min.	1
Ethidium Bromid 0,1%	1239-45-8	>480 min.	6
Formaldehyde 37%	50-00-0	>480 min.	6
Formalin 10%	50-00-0	>480 min.	6
Gluteraldehyde 1%	111-30-8	>480 min.	6
Gluteraldehyde 4%	111-30-8	>480 min.	6
Hydrogen Peroxide 3%	7722-84-1	>480 min.	6
Isopropanol 98-100%	67-63-0	2 min.	0
Isopropanol 10%	67-63-0	46 min.	3
Klorhexidine 4%	55-56-1	> 480 min.	6
n- Hexane	110-54-3	11 min.	1
n-Heptane	142-85-5	15 min.	0
Klorin 1000 ppm		>480 min.	6
Methanol	67-56-1	1 min.	0
Natrium carbonate 5%	497-19-8	>480 min.	6
n-propanol	71-23-8	<1 min.	0
Natrium Hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min.	6
Svovlsyre 96%	7664-93-9	4 min.	0
Destilleret petroleum		>1 min.	0
Perchloric syre		>60 min.	0
Cytostatika			
Carmustine 3.300 ppm		72 min.	4
Cisplatin 1.000 ppm		>480 min.	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min.	6
Dacarbazine 10.000 ppm		>480 min.	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min.	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min.	6
Fluorouracil 50.000 ppm		>480 min.	6
Methotrexate 25.000 ppm		>480 min.	6
Mitomycin C 500 ppm		>480 min.	6
Paclitaxel (Taxol) 6.000 ppm		>480 min.	6
ThioTepa 10.000 ppm		>480 min.	6
Vincristine Sulfate 1.000 ppm		>480 min.	6

Testmetode anvendt: EN 374-3